

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gnaq Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50148

Número de artículo: CM0002553

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra GNAQ humano (G-alfa-q), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de GPCR y abastecimiento de materias primas diagnósticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-GNAQ
Observaciones/Alias	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2776
GeneID	2776
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-150 de GNAQ humano (NP_002063.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50148
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo