

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnaq Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50148

Número de artículo: CM0013332



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GNAQ humano para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta GNAQ en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de señalización por GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNAQ Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2776
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-359 de GNAQ humano (NP_002063.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50148
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo