


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnat1 Para Wb, Elisa - P11488

Número de artículo: CM0029637



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GNAT1 (cadena alfa-1 de transducina), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en fototransducción y retina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GNAT1
Observaciones/Alias	GBT1; HG1F; GNATR; CSNB1G; CSNBAD3; GNAT1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2779
ID de gen	2779
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 58-178 de GNAT1 humano (NP_000163.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11488
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo