

## Anticuerpo Policlonal Anti-Gnaz Para Wb, Elisa - P19086

Número de artículo: CM0017732



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GNAZ humano (Gz-alfa), un transductor en la señalización transmembrana. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Banda esperada ~41 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | GNAZ Conejo pAb                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | HG1H; gz-alfa; GNAZ                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 2781                                                                                                                 |
| GeneID              | 2781                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de GNAZ humano (NP_002064.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                  |
| SWISS               | P19086                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                       |