


Anticuerpo Policlonal Anti-Gnb1 Para Wb, If/Icc Y Elisa - P62873

Número de artículo: CM0023067



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GNB1, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. GNB1 es una subunidad beta de la proteína G esencial para la señalización transmembrana, lo que convierte a este anticuerpo en una opción ideal para la investigación de la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNB1 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	MDS; HG2A; MRD42; GNB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2782
GeneID	2782
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-340 de GNB1 humano (NP_002065.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P62873
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo