

Anticuerpo Policlonal Anti-Gnb1L Para Wb, Elisa - Q9Byb4

Número de artículo: CM0025247

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GNB1L humano, un regulador clave de la respuesta al daño del ADN. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización DDR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNB1L Conejo pAb
Observaciones/Alias	GY2; FKSG1; WDR14; WDVCF; DGCRK3; GNB1L
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	54584
ID del Gen	54584
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-327 de GNB1L humano (NP_443730.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYB4
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo