

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P16520

Número de artículo: CM0015752

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GNB3, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con GNB3 humano, de ratón y de rata, una subunidad beta clave de la proteína G en la señalización de RCPG. Ideal para la investigación de transducción de señales y enfermedades retinianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HG2D, CSNB1H, GNB3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2784
ID de Gen	2784
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-340 del GNB3 humano (NP_002066.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16520
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo