

Anticuerpo Policlonal Anti-Gnb5 Para Wb, Elisa - O14775

Número de artículo: CM0031020



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GNB5 humano (Gbeta5), validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación en neurociencia, señalización de GPCR y presenta reacción cruzada con ratón y rata. Óptimo para estudios de actividad de proteínas RGS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNB5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GB5, HG2E, IDDCa, LADCI, gbeta5, GNB5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10681
ID del Gen	10681
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de GNB5 humano (NP_006569.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14775
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo