


Anticuerpo Policlonal Anti-Gne Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y223

Número de artículo: CM0024995



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GNE (UDP-N-acetilglucosamina 2-epimerasa/N-acetilmanosamina quinasa bifuncional). Validado para WB, IHC-P, ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en biosíntesis de ácido siálico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra GNE
Observaciones/Alias	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10020
GeneID	10020
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de GNE humano (NP_001121699.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y223
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo