

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gng10 Para Wb, Elisa - P50151

Número de artículo: CM0027407

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GNG10 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Reconoce a GNG10 de humano, ratón y rata, una subunidad de proteína G de 7 kDa implicada en la señalización transmembrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNG10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GNG10
Especie	Humano
GeneID (humano)	2790
GeneID	2790
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-68 de GNG10 humano (NP_001017998.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50151
Peso de la proteína	7kDa
Envío	Bolsa de hielo