

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gng7 Para Wb, Elisa - O60262

Número de artículo: CM0014405

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GNG7 humano (HG3B), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Proteína predicha de 8 kDa. Ideal para la investigación de señalización de proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GNG7
Alias	HG3B, GNG7
Especie	Humano
ID de Gen	2788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-68 de GNG7 humano (NP_443079.1).
Especie Huésped	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicaciones	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
Accesión UniProt	O60262
Peso Molecular Predicho	8 kDa
Condición de Envío	Bolsa de hielo