


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Gngt1 Para Wb, If-P, Elisa - P63211

Número de artículo: CM0018756



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a GNGT1 (subunidad gamma-T1 de la proteína G(T) unida a nucleótidos de guanina) para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de señalización transmembrana. P63211.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNGT1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GNG1; HG3G1; GNGT1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2792
ID del Gen	2792
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-45 de GNGT1 humano (NP_068774.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P63211
Peso Molecular de la Proteína	8kDa
Envío	Bolsa de hielo