


Anticuerpo Policlonal Anti-Gnl3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bvp2

Número de artículo: CM0030755



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GNL3 humano (Nucleostemin), validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta una proteína nucleolar de unión a GTP de 62kDa implicada en el mantenimiento de células madre y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNL3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NS; E2IG3; NNP47; C77032; GNL3
Especie	Humano
ID del gen	26354
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de GNL3 humano (NP_996562.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BVP2
Peso proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo