


Anticuerpo Policlonico Anti-Gnmt Para Wb Y Elisa - Q14749

Número de artículo: CM0025267



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la GNMT humana, adecuado para western blotting y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre la metilación de glicina y el metabolismo hepático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNMT Rabbit pAb
Notas/Alias	HEL-S-182mP; GNMT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27232
GeneID	27232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-295 de la GNMT humana (NP_061833.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14749
Peso Molecular	33kDa
Envío	Bolsa de hielo