


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnpda1 Para Wb, Elisa - P46926

Número de artículo: CM0018349



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la glucosamina-6-fosfato desaminasa 1, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta GNPDA1 humano, de ratón y de rata; generado contra una proteína recombinante del extremo N-terminal. Para uso en investigación en estudios de la vía de las hexosaminas y de la síntesis de hialuronano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNPDA1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GPI, HLN, GNP1, GNPI, GNPDA, GNPDA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10007
GeneID	10007
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de GNPDA1 humano (NP_005462.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46926
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo