

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnpnat1 Para Wb - Q96Ek6

Número de artículo: CM0018837



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GNPAT1 humana (Glucosamina 6-fosfato N-acetiltransferasa), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de membrana de Golgi y endosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNPNAT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GNA1; GNPAT; Gpnat1; RHZDAN; GNPAT1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	64841
ID del gen	64841
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-91 de la GNPAT1 humana (NP_932332.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EK6
Peso molecular de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo