


Anticuerpo Policlonico Anti-Gnrh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01148

Número de artículo: CM0029995



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a GNRH1 (progonadoliberina-1) humano, apto para Western blot, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación en endocrinología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNRH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRH; GNRH; LHRH; LNRH; GNRH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2796
GeneID	2796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-92 de GNRH1 humano (NP_001076580.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01148
Peso Molecular	10kDa
Envío	Bolsa de hielo