

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnrh2 Para Wb, Elisa - O43555

Número de artículo: CM0030137

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GNRH2 humano (Progonadoliberina-2), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biología reproductiva y hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNRH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GnRH-II; LH-RHIII; GNRH2
Especie	Humano
GenelD (humano)	2797
GenelD	2797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-120 de GNRH2 humano (NP_001492.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43555
Peso molecular	13kDa
Envío	Bolsa de hielo