


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnrhr Para Wb, Elisa - P30968

Número de artículo: CM0015561



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el GNRHR humano (receptor de la hormona liberadora de gonadotropina). Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación en endocrinología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNRHR pAb de conejo
Observaciones/Alias	HH7; GRHR; LRHR; LHRHR; GNRHR1; GNRHR
Especie	Humana
ID del gen	2798 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del GNRHR humano (NP_000397.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P30968
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo