

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnt-V/Mgat5 Para Wb Y Elisa - Q09328

Número de artículo: CM0013663



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GNT-V/MGAT5 (GlcNAc-T V), validado para WB y ELISA. Detecta especies humanas y de ratón. Ideal para la investigación de la biosíntesis de N-glucanos, la señalización celular, la adhesión y la migración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNT-V/MGAT5 pAb de conejo
Observaciones/alias	GNT-V; GNT-VA; MGAT5A; glcNAc-T V; GNT-V/MGAT5
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4249
ID del gen	4249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 627-741 de GNT-V/MGAT5 humano (NP_002401.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q09328
Peso de la proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo