

Anticuerpo Policlonal Anti-Golga1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92805

Número de artículo: CM0017044

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GOLGA1 humana (golgin-97). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de tráfico golgiano y transporte de E-cadherina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GOLGA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	golgin-97; GOLGA1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2800
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de GOLGA1 humana (NP_002068.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92805
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo