


Anticuerpo Monoclonal Anti-Golga4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13439

Número de artículo: CM0007456



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GOLGA4 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con proteínas humanas, de ratón y de rata. Dirigido contra una proteína de la red trans-Golgi involucrada en el transporte vesicular. Ideal para la investigación del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-GOLGA4
Observaciones/Alias	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Especie	Humano
GenelD (humano)	2803
GenelD	2803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de GOLGA4 humana. (NP_002069.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13439
Peso proteico	261 kDa
Envío	Bolsa de hielo