


Anticuerpo Policlonal Anti-Golga4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13439

Número de artículo: CM0015775



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GOLGA4 humano (golgin-245, p230). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del tráfico en el aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GOLGA4 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2803
ID del gen	2803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de GOLGA4 humano (NP_002069.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13439
Peso de la proteína	261 kDa
Envío	Bolsa de hielo