

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Golga5 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q8Tba6

Número de artículo: CM0017993

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GOLGA5 humano (Golgin-84), una proteína de membrana del aparato de Golgi implicada en la formación de pilas y el transporte retrógrado. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para investigación del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GOLGA5
Observaciones/Alias	RFG5; GOLIM5; ret-II; GOLGA5
Especie	Humano
GeneID (humano)	9950
GeneID	9950
Inmunógeno	Proteína recombinante (aa 1-300)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC y ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón y rata
SWISS	Q8TBA6
Peso molecular	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo