

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Golga7 Para Wb Y Elisa - Q7Z5G4

Número de artículo: CM0023848



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GOLGA7 (GCP16) humano para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta GOLGA7 tanto humano como de ratón, apoyando la investigación sobre transporte del Golgi y palmitoilación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | GOLGA7 pAb de conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | GCP16; GOLGA7A; HSPC041; GOLGA3AP1; GOLGA7                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| ID del gen          | 51125                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-134 de GOLGA7 humano (NP_001167595.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                        |
| SWISS               | Q7Z5G4                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 16kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |