

Anticuerpo Policlonal Anti-Golgina-45 (Blzf1) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2G9

Número de artículo: CM0030613

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido a la golgina-45 (BLZF1), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano y ratón. Esencial para la estructura del Golgi y el transporte de RE a Golgi, ideal para investigación en biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BLZF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	JEM1, JEM-1, JEM-1s, GOLGINA-45, BLZF1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	8548
GeneID	8548
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-400 de BLZF1 humano (NP_003657.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H2G9
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo