

Anticuerpo Monoclonal Anti-Golph2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbj4

Número de artículo: CM0006906



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GOLPH2 validado para WB, IF, IHC-P y ELISA. Reconoce GP73/GOLM1 humano, de ratón y de rata, una proteína de membrana del aparato de Golgi cuya expresión aumenta en la hepatitis viral. Adecuado para la investigación de enfermedades hepáticas y la biología epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GOLPH2 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Sinónimos	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	51280
ID del gen	51280
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-350 de GOLPH2 humano (NP_057632.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8NBJ4
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo