

Anticuerpo Policlonal Anti-Golph2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbj4

Número de artículo: CM0013483



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GOLPH2 humano (GP73, GOLM1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de enfermedades hepáticas y del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GOLPH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Especie	Humano
GeneID (humano)	51280
GeneID	51280
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 112-401 de GOLPH2 humano (NP_057632.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8NBJ4
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo