

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Golph2 Para Wb, Elisa - Q8Nbj4

Número de artículo: CM0002929



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GOLPH2 humano (GP73), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Peso de la proteína diana 45 kDa, SWISS Q8NBJ4. Ideal para estudiar la función del Golgi y la investigación de biomarcadores de enfermedades hepáticas virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GOLPH2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Especie	Humano
GeneID (humano)	51280
GeneID	51280
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de GOLPH2 humano (Q8NBJ4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NBJ4
Peso Proteico	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo