

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Golph2/Gp73 Para Wb - Q8Nbj4

Número de artículo: CM0027488



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GOLPH2/GP73 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del Golgi y estudios de biomarcadores de enfermedades hepáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo GOLPH2
Observaciones/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	51280
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 112-401 de GOLPH2 humano (NP_057632.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NBJ4
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo