


Anticuerpo Policlonal Anti-Golph3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A6

Número de artículo: CM0018637



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GOLPH3 humano, validado en WB, IF/ICC, ELISA; reactivo cruzado con ratón y rata. Adecuado para estudiar el tráfico de membrana del Golgi, la migración celular y la señalización de mTOR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo GOLPH3
Observaciones/Alias	GOPP1, GPP34, MIDAS, Vps74, GOLPH3
Especie	Humano
GeneID (humano)	64083
GeneID	64083
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-298 de GOLPH3 humano (NP_071413.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4A6
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo