

Anticuerpo Policlonal Anti-Gorab Para Wb, Elisa - Q5T7V8

Número de artículo: CM0023053

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-GORAB validado para WB y ELISA. Se dirige a GORAB humano y de ratón, una proteína de Golgi implicada en el tráfico mediado por COPI y la glicosilación. Ideal para aplicaciones de IVD y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GORAB Rabbit pAb
Observaciones/Alías	GO; NTKLBP1; SCYL1BP1; GORAB
Especie	Humano
ID de Gen	92344
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GORAB humano (NP_001139511.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5T7V8
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo