

Anticuerpo Policlonal Anti-Got1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17174

Número de artículo: CM0027481



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la GOT1 humana (aspartato aminotransferasa citoplasmática), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. ~46 kDa. Ideal para estudiar el metabolismo del glutamato, la neuroprotección y la función hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GOT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2805
ID del Gen	2805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 244-413 de la GOT1 humana (NP_002070.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17174
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo