

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Got1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17174

Número de artículo: CM0002542



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento contra GOT1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata; proteína de 46 kDa. Ideal para investigación en neurociencia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GOT1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Especie	Humano
ID del gen	2805
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de GOT1 humano (NP_002070.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17174
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo