

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Got2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00505

Número de artículo: CM0003425



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra GOT2 (aspartato aminotransferasa mitocondrial) humana. Validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación metabólica y neurológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GOT2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2806
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 1-100 del GOT2 humano (P00505).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00505
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo