

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Got2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00505

Número de artículo: CM0025485



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GOT2 humano (aspartato aminotransferasa mitocondrial, quinurenina aminotransferasa 4). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios metabólicos, neurológicos y de transporte de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | GOT2 pAb de Conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)  | 2806                                                                                                                               |
| ID de Gen           | 2806                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-200 del GOT2 humano (NP_002071.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P00505                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 48kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |