

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gp2 Para Wb Y Elisa - P55259

Número de artículo: CM0027546



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GP2 humano (ZAP75), validado para WB y ELISA. Adecuado para la detección de GP2 involucrado en la respuesta inmune de la mucosa como un receptor de transcitosis de células M.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ZAP75; GP2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 111-387 de GP2 humano (NP_001007243.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P55259
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo