

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gp2 Para Wb, Elisa - P55259

Número de artículo: CM0014001



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la GP2 humana (ZAP75), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la transcitosis de las células M y la inmunidad mucosal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZAP75; GP2
Especie	Humana
ID del gen	2813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 111-387 de la GP2 humana (NP_001007243.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P55259
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo