

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gp6/Gpvi Para Fc Y Elisa - Q9Hcn6

Número de artículo: CM0004079



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra GP6/GPVI humano, validado para citometría de flujo y ELISA. Adecuado para estudiar la función del receptor de colágeno plaquetario en investigación de trombosis y hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GP6/GPVI Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11; GP6/GPVI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51206
GeneID	51206
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-267 de GP6/GPVI humano (NP_057447.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9HCN6
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo