

Anticuerpo Policlonal Anti-Gp9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Número de artículo: CM0029156



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GP9 humano (GPIX/CD42a), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta GP9 humano, de ratón y de rata, una glicoproteína plaquetaria esencial para la adhesión mediada por vWF en la investigación de la hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GP9 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GPIX; CD42a; GP9
Especie Reactividad	Humano
ID del Gen	2815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-147 de GP9 humano (NP_000165.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14770
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo