

Anticuerpo Policlonal Anti-Gpa33 Para Wb, If-P, Elisa - Q99795

Número de artículo: CM0014794

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GPA33 generado contra el dominio extracelular recombinante. Validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona con GPA33 humano, de ratón y de rata. Adecuado para el diagnóstico e investigación del cáncer gastrointestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPA33 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	A33; GPA33
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10223
GeneID	10223
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-235 del GPA33 humano (NP_005805.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99795
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo