

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gpa33 - Q99795

Número de artículo: CM0011626

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al GPA33 humano (Antígeno A33 de superficie celular). Validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de cáncer gastrointestinal y de colon. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPA33 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	A33; GPA33
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10223
ID de Gen	10223
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99795
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo