

Anticuerpo Policlonal Anti-Gpam Para Wb, Elisa - Q9Hcl2

Número de artículo: CM0019826



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GPAM humano (glicerol-3-fosfato aciltransferasa 1). Apto para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Peso de la proteína 93kDa. Swiss-Prot Q9HCL2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPAM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPAM; GPAT; GPAT1; glicerol-3-fosfato aciltransferasa; mitocondrial
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57678
ID de Gen	57678
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9HCL2
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo