


Anticuerpo Policlonal Anti-Gpc1 Para Wb Y Elisa - P35052

Número de artículo: CM0017773



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPC1 humano (Glypican-1), adecuado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el proteoglicano de sulfato de heparán en la señalización celular, la biología de los priones y la mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	glypican; GPC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2817
GeneID	2817
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-420 de GPC1 humano (NP_002072.2).
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P35052
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo