

Anticuerpo Policlonal Anti-Gpc6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y625

Número de artículo: CM0028065

Introducción

Este anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra GPC6 está validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce GPC6 humano y de ratón, un proteoglicano de sulfato de heparán implicado en la señalización de WNT5A, con un peso molecular de 63 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra GPC6
Observaciones/Alías	OMIMD1; GPC6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10082
GeneID	10082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-530 de GPC6 humano (NP_005699.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y625
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo