

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpd1 Para Wb Y Elisa - P21695

Número de artículo: CM0027572



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GPD1 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo del glicerol y la función hepática en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GPD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPD-C; HTGTI; GPDH-C; GPD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2819
GeneID	2819
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-349 de GPD1 humano (NP_005267.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21695
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo