

Anticuerpo Policlonal Anti-Gpd2 Para Wb, Elisa - P43304

Número de artículo: CM0026949

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la GPD2 humana (glicerol-3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial). Verificado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de enfermedades metabólicas y mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPD2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GDH2; GPDH; mGDH; mGPDH; GPD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2820
GeneID	2820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-325 de la GPD2 humana (NP_000399.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43304
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo