

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gpd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43304

Número de artículo: CM0009446

Introducción

CamelBio proporciona un Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-GPD2 (P43304) de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta GPD2 humano y de rata, una glicerol-3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial crucial para la detección de glucosa en las células beta pancreáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo GPD2
Observaciones/Alias	GDH2; GPDH; mGDH; mGPDH; GPD2
Especie	Humano
ID del Gen	2820 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-325 de GPD2 humano (NP_000399.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P43304
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo