

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpd2 Para Wb, Elisa - P43304

Número de artículo: CM0023305

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la GPD2 humana (glicerol-3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial) para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Componente clave en la detección de glucosa de las células beta pancreáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-GPD2
Observaciones/Alias	GDH2, GPDH, mGDH, mGPDH, GPD2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2820
ID del Gen	2820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-325 de la GPD2 humana (NP_000399.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43304
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo