

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gper1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99527

Número de artículo: CM0017714



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPER1 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta GPER1 de humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización por estrógenos, investigación cardiovascular y reproductiva. Sw-Prot Q99527.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPER1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	mER; CEPR; GPER; DRY12; FEG-1; GPR30; LERGU; LyGPR; CMKRL2; LERGU2; GPCR-Br
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2852
GeneID	2852
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 307-375 de la GPER1 humana (NP_001496.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99527
Peso molecular de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo